

# Sars CoV 2 Antikörper Schnelltest

Schnelltest zum Nachweis von SARS-CoV-2 IgM und IgG Antikörpern

"Jede Kategorie von diagnostischen Tests hat ihre eigene, einzigartige Rolle im Kampf gegen dieses Virus".

- U.S. Food and Drug Administration



Während RT-PCR Tests und Antigen Schnelltests das Sars-CoV2-2 Virus direkt bzw. indirekt nachweisen, weist der Antikörpertest die Reaktion des Immunsystems nach. Dadurch lassen sich Erkrankungen bzw. Infektionen, sowohl bereits überstandene als auch akute, zu einem Zeitraum nachweisen während dem ein positiver Test mit der RT-PCR Methode oder dem Antigentest sehr unwahrscheinlich ist.

## Leccurate Sars-Cov-2 Antikörper Schnelltest

Der Leccurate Sars-Cov-2 Antikörper Schnelltest ist ein chromatographischer Immunoassay im Lateral-Flow-Format zum qualitativen Nachweis von anti-SARS-CoV-2 IgG und IgM in humanen Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben. Zu beachten ist, dass im Frühstadium der Infektion anti-SARS-CoV-2 IgG und IgM unter der Nachweisgrenze des Tests liegen können. Der Test ist als Hilfsmittel bei der Diagnose einer Infektion mit SARS-CoV-2 und dem Nachweis der Immunantwort auf eine COVID-19-Infektion bestimmt. Die Testdurchführung ist nicht automatisiert und erfordert keine spezielle Schulung oder Qualifikation.

- ✦ **Hohe Sensitivität und Spezifität**
- ✦ **Einfache Handhabung**
- ✦ **Schnelle und verlässliche**
- ✦ **Testergebnisse in nur**
- ✦ **15 Minuten**
- ✦ **Durchführung mit Vollblut**
- ✦ **(aus Venen- oder Fingerpunktion),**
- ✦ **Serum oder Plasma möglich**
- ✦ **Testlagerung bei Raumtemperatur**

**Anwendung nur durch medizinisches Personal!**

\*Laut NOKLUS-Studie unter den Top 3 weltweit in Bezug auf die diagnostische Genauigkeit (siehe: [www.noklus.no/media](http://www.noklus.no/media), 25.08.2020)

## Leccurate Sars-Cov-2 Antikörper Schnelltest

Schnelltest zum Nachweis von viralen SARS-CoV-2-Antikörpern

Produkt	Zertifizierung	Probenmaterial	Sensitivität	Spezifität	Artikelnummer	Packungsgröße
Leccurate Sars-CoV-2 Antikörper Schnelltest Testkassette	CE	humanen Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben	98,9 %	97,6%	102020002	5 Tests oder 20 Tests pro Packung

Alle Informationen erhalten Sie unter [ls@dc-trading.eu](mailto:ls@dc-trading.eu)  
**DCT Digital Commodity Trading GmbH**  
**Währingerstrasse 122, 1180 Wien**  
**+43 1 924 18 61 0**  
<https://www.dc-trading.eu/covid-19/>  
**Fn 377167h**